

Philips Therapy Mask System 3100 NC und 3100 SP – Anpassungsanleitung für Patientinnen und Patienten

Die Anpassung des Philips Therapy Mask System 3100 NC und 3100 SP erfolgt wie beschriebene



Nasenkissen unter der Nase

Silikonkissen

<p>1</p>	<p>Für eine optimale Leistung verwenden Sie das kleinste Kissen, das auf die Nase passt. Halten Sie das Kissen vor das Gesicht. Das L und das R müssen aufrecht und auf der jeweils richtigen Seite stehen.</p>	
<p>2</p>	<p>Halten Sie das Kissen mit einer Hand an die Nase und ziehen Sie die Riemen des Kopfbands über den Kopf.</p>	
<p>3</p>	<p>Die Öffnung des Kissens sollte direkt unter den Nasenlöchern liegen. Die Nase darf sich nicht innerhalb der Kissenöffnung befinden.</p>	
<p>4</p>	<p>Verwenden Sie die Schieber, um den oberen Riemen des Kopfbands einzustellen. Bewegen Sie den Schieber zum Festziehen oder Lockern nach links bzw. rechts.</p>	
<p>5</p>	<p>Passen Sie den unteren Riemen des Kopfbands an.</p>	
<p>6</p>	<p>Die Maske sollte locker und bequem auf dem Gesicht sitzen.</p>	