

Zwei Kissentypen, ein Maskenrahmen

Das Philips Therapy Mask System 3100 NC und 3100 SP ist ein innovatives CPAP-Maskensystem mit Frontschlauch, bei dem Sie und Ihre Patientinnen und Patienten zwischen Nasenkissen unter der Nase oder Silikonkissen wechseln können, ohne den Rahmen zu tauschen. Dank innovativer, gepolter Magnete im Kissen und im Rahmen können die Kissen mühelos am Rahmen angebracht werden.¹ Wenn die Patientinnen und Patienten das Einrasten der Magnete wahrnehmen, ist das Kissen korrekt befestigt. Das intuitive Design mit Kennzeichnungen am Kopfband für die korrekte Positionierung kann Rückfragen aufgrund von Problemen mit der Patientenmaske minimieren und spart somit Zeit.



Das anhand von Daten aus der 3D-Gesichtsscans-Technologie entwickelte Silikonkissen wurde so konzipiert, dass es sich verschiedenen Nasenlochformen anpasst.



Das Nasenkissen unter der Nase verhindert dank seines minimalistischen Designs schmerzhafte Druckstellen am Nasenrücken.²



Laut Klinikern ist die Philips Therapy Mask 3100 SP einfacher zu verwenden als die führende Marke mit Silikonkissen³

¹Datenanalyse der im Juni 2020 durchgeführten Studie zu Benutzerfreundlichkeit und erstem Eindruck (Kliniker) – optionaler Blindtest mit n=27. Vergleichsmasken waren ResMed AirFit P10 und ResMed AirFit N30.

²Die Maske ist so konzipiert, dass das Kissen den Nasenrücken nicht berührt.

³Unter n=31 RTs und STs, im Vergleich zu ResMed AirFit N30 und P10. Datenanalyse der im Juni 2020 durchgeführten Studie zu Benutzerfreundlichkeit und erstem Eindruck (Kliniker) mit n=31. Vergleichsmasken waren ResMed AirFit P10 und ResMed AirFit N30.